

	CODIGO	PRESTACION	Método	Tipo de Muestra	Cantidad requerida	Tiempo entrega de resultados en días hábiles	Condiciones de conservación y transporte de las muestras
Dengue, Zika y Chikungunya	2242	PANEL MOLECULAR DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA	RT-PCR multiplex en tiempo real	PLASMA C/EDTA o SUERO	3 -5 ml	1 día	Conservación Refrigerada de 4 a 8°C ó Congelada a -20 ó -70 °C si > 1 semana. Transporte Refrigerada de 4 a 8°C
Dengue y Zika	2244	PANEL MOLECULAR DENGUE Y ZIKA	RT-PCR multiplex en tiempo real	PLASMA C/EDTA o SUERO	3 -5 ml	1 día	
Dengue	2226	DENGUE RNA DETECCION Y SEROTIPIFICACION	RT-PCR en tiempo real	PLASMA C/EDTA o SUERO	3 - 5 ml	1 día	
	5062	ANTIGENO NS1 DENGUE	ELISA	SUERO	3 - 5 ml	2 días	
	1201	ANTI-DENGUE IGG	ELISA	SUERO	3 - 5 ml	2 días	
	1202	ANTI-DENGUE IGM	ELISA	SUERO	3 - 5 ml	2 días	
Zika	2177	VIRUS ZIKA PCR	RT-PCR en tiempo real	PLASMA C/EDTA o SUERO	3 - 5 ml	1 día	
				ORINA	3 - 5 ml		
				LCR	0,5 -1 ml		
				TEJIDO (en sol. fisiológica estéril o tubo seco)	-		
				LIQUIDO AMNIOTICO	0,5 -1 ml		
				SANGRE DE CORDÓN	0,5 -1 ml		
2250	ANTI-ZIKA IGM	ELISA	SUERO	3 - 5 ml	2 días		
Chikungunya	2178	VIRUS CHIKUNGUNYA PCR	RT-PCR en tiempo real	SUERO o PLASMA C/EDTA	3 - 5 ml	2 días	
	2245	ANTI-CHIKUNGUNYA IGM	ELISA	SUERO	3 - 5 ml	2 días	
	2246	ANTI-CHIKUNGUNYA IGG	ELISA	SUERO	3 - 5 ml	2 días	